

Phospho-Mef2C-S396 Lapin Pab - Q06413

Numéro d'article: CM0000617

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Phospho-MEF2C (S396) pour WB et ELISA ; détecte la protéine MEF2C humaine à ~51 kDa. Idéal pour étudier la phosphorylation de MEF2C dans la régulation transcriptionnelle, le neurodéveloppement et la myogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Phospho-MEF2C-S396 Lapin pAb
Remarques/Alias	NEDHSIL ; DEL5q14.3 ; C5DELq14.3 ; Phospho-MEF2C-S396
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4208
GeneID	4208
Immunogène	Un peptide synthétique phosphorylé autour de S396 de la protéine MEF2C humaine (NP_002388.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q06413
Poids moléculaire de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac de glace