

Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-Mek1 (Ps221) Pour Wb, Elisa - Q02750

Numéro d'article: CM0000474



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique du MEK1 phosphorylé sur la Ser221. Convient pour WB et ELISA, réagit croisé avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude des voies de signalisation MAPK/ERK et des maladies associées.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-MEK1-pS221 Lapin pAb
Remarques/Alias	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1; Phospho-MEK1-pS221
Espèce	Humain
ID de Gène	5604
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S221 du MEK1 humain (NP_002746.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q02750
Poids Protéique	43kDa
Expédition	Sac de glace