

Phospho-Mek1-S217 Rabbit Pab Pour Wb - Q02750

Numéro d'article: CM0000782



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique au phosphate détectant MEK1 phosphorylé sur la Ser217. Validé pour WB et ELISA avec réactivité chez l'homme, la souris et le rat. Outil essentiel pour la recherche sur la voie MAPK/ERK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-MEK1-S217 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1; Phospho-MEK1-S217
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	5604
ID de gène	5604
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S217 de MEK1 humain (NP_002746.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q02750
Poids moléculaire	43kDa
Expédition	Sac de glace