

Phospho-Mek1-T286 Lapin Pab - Q02750

Numéro d'article: CM0001739



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Phospho-MEK1-T286 validé pour WB et ELISA. Détecte le MEK1 humain, de souris et de rat phosphorylé en T286. Idéal pour la recherche sur la voie MAPK/ERK et les applications de développement de médicaments.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-MEK1-T286 Lapin pAb
Remarques/Alias	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1; Phospho-MEK1-T286
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5604
GeneID	5604
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de T286 de MEK1 humain (NP_002746.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q02750
Poids de la protéine	43kDa
Expédition	Sac de glace