

Anticorps Monoclonal Lapin Phospho-Mek1-T292 Pour Wb, Elisa - Q0272750

Numéro d'article: CM0001568



Introduction

Anticorps monoclonal lapin Phospho-MEK1-T292 validé pour WB et ELISA. Détecte MEK1 (MAP2K1) humain, souris, rat. Essentiel pour la signalisation MAPK/ERK, la croissance cellulaire, la différenciation. 43 kDa. Q02750.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	mAc Lapin Phospho-MEK1-T292
Remarques/Alias	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1; Phospho-MEK1-T292
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5604
GeneID	5604
Immunogène	Peptide Synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique autour de T292 de Phospho-MEK1-T292 humain (Q02750)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q02750
Poids Protéique	43 kDa
Expédition	Sac de glace