

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Mek1-T292 Pour Wb Et Elisa - Q02750

Numéro d'article: CM0000907



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Phospho-MEK1-T292 pour Western blot et ELISA. Détecte la MEK1 (MAP2K1) phosphorylée au site T292 dans des échantillons humains et de rat. Convient aux études sur la voie de signalisation MAPK et à la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-MEK1-T292 Lapin pAb
Remarques/Alias	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1; Phospho-MEK1-T292
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5604
GeneID	5604
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour du T292 de la MEK1 humaine (NP_002746.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q02750
Poids de la protéine	43kDa
Expédition	Sac de glace