

Phospho-Mek6-S207 Lapin Pab - P52564

Numéro d'article: CM0001787



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique ciblant la MEK6 humaine phosphorylée sur la sérine 207, adapté pour les applications de Western blot et d'immunofluorescence sur des échantillons humains et de rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation du stress et des cytokines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-MEK6-S207 Lapin pAb
Remarques/Alias	MEK6 ; MKK6 ; MAPKK6 ; PRKMK6 ; SAPKK3 ; SAPKK-3 ; Phospho-MEK6-S207
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5608
GeneID	5608
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phospho-spécifique correspondant aux résidus entourant la S207 de la MAP2K6 humaine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IF/ICC
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P52564
Poids protéique	37 kDa
Expédition	Sac de glace