

Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-Met-Y1349 Pour Wb, Elisa - P08581

Numéro d'article: CM0000548



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Phospho-MET (Y1349) validé pour WB et ELISA, réactif avec l'humain et le rat. Détecte la phosphorylation du récepteur du facteur de croissance des hépatocytes, essentiel pour l'étude des voies de signalisation MET.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin Phospho-MET-Y1349
Remarques/Alias	DA11 ; HGFR ; AUTS9 ; RCCP2 ; c-Met ; DFNB97 ; Phospho-MET-Y1349
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4233
GeneID	4233
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour de Y1349 du MET humain (NP_000236.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P08581
Poids protéique	156 kDa
Expédition	Sac de glace