

Anticorps Monoclonal De Lapin Phospho-Mkk3-S189+Mkk6-S207 - P46734 / P52564

Numéro d'article: CM0001586

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin spécifique de la phosphorylation reconnaissant la MKK3 (S189) et la MKK6 (S207) phosphorylées. Validé pour WB, IHC-P et ELISA sur des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour les études de signalisation des kinases du stress.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin Phospho-MKK3-S189+MKK6-S207
Remarques/Alias	MAP2K3/MAP2K6 ; Phospho-MKK3-S189+MKK6-S207
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5606/5608
Identifiant du gène	5606/5608
Immunogène	Peptide synthétique phosphorylé : un peptide synthétique phosphorylé autour de la S207 de la MKK3/MKK6 humaine (P46734/P52564).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P46734/P52564
Poids moléculaire de la protéine	36kDa/39kDa/31kDa/37kDa
Expédition	Sac de glace