

Phospho-MLKL-S358 Lapin Pab - Q8Nb16

Numéro d'article: CM0000546



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique du phospho-site ciblant le MLKL humain phosphorylé en S358. Validé pour le Western blot et l'ELISA, réagit de manière croisée avec le rat. Convient pour la recherche sur la nécroptose et la mort cellulaire programmée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-MLKL-S358 Lapin pAb
Remarques/Alias	hMLKL; Phospho-MLKL-S358
Espèce	Humain
GeneID	197259
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S358 du MLKL humain (NP_689862.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q8NB16
Poids de la protéine	54kDa
Expédition	Sac glacé