

Phospho-MLKL-S441 Lapin Pab Pour Wb Et Elisa - Q9D2Y4

Numéro d'article: CM0000594



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin Phospho-MLKL-S441 détecte la MLKL de souris phosphorylée sur la sérine 441 et présente une réactivité croisée avec les protéines humaine et de rat. Convient pour la WB et l'ELISA dans la recherche sur la nécroptose et la mort cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-MLKL-S441 Lapin pAb
Remarques/Alias	9130019I15Rik; Phospho-MLKL-S441
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	197259
GeneID (Souris)	74568
Immunogène	Peptide synthétique ; un peptide synthétique phosphorylé autour de la S441 de la MLKL de souris (NP_001297542.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q9D2Y4
Poids protéique	54 kDa
Expédition	Sac de glace