


Phospho-Mre11 (Ser676) Pac Lapin Pour Wb - P49959

Numéro d'article: CM0001997



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-Phospho-MRE11 (Ser676) détecte spécifiquement le MRE11 humain phosphorylé sur la Ser676 en WB. Essentiel pour l'étude de la réparation des cassures double-brin, de la maintenance des télomères et de la méiose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-MRE11 (Ser676) pAc Lapin
Remarques/Alias	ATLD; HNGS1; MRE11A; MRE11B; Phospho-MRE11 (Ser676)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4361
GeneID	4361
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S676 du MRE11 humain (NP_005582.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P49959
Poids de la protéine	81kDa
Expédition	Sac de glace