

## Mab Phospho-Mtor-S2448 De Lapin Pour Wb, Elisa - P42345

Numéro d'article: CM0001272



### Introduction

mAb phospho-mTOR (Ser2448) de lapin pour WB et ELISA. Détecte le mTOR humain et souris phosphorylé sur S2448, site critique pour la signalisation de mTORC1. Adapté aux études de recherche sur le métabolisme cellulaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | mAb phospho-mTOR-S2448 de lapin                                                                                 |
| Remarques / Alias    | SKS; FRAP; FRAP1; FRAP2; RAFT1; RAPT1; Phospho-mTOR-S2448                                                       |
| Espèce               | Humain                                                                                                          |
| ID du gène (Humain)  | 2475                                                                                                            |
| ID du gène           | 2475                                                                                                            |
| Immunogène           | Peptide synthétique Peptide phosphorylé synthétique correspondant à la région de S2448 du mTOR humain (P42345). |
| Origine              | Lapin                                                                                                           |
| Catégorie            | Anticorps phosphorylés                                                                                          |
| Applications         | WB, ELISA                                                                                                       |
| Réaction croisée     | Humain, Souris                                                                                                  |
| SWISS                | P42345                                                                                                          |
| Poids de la protéine | 289kDa                                                                                                          |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                    |