


Pab De Lapin Phospho-Myh9-S1943 - P35579

Numéro d'article: CM0001874



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-phospho-MYH9 (S1943) validé pour WB et ELISA ; réagit avec la myosine-9 humaine, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la motilité cellulaire, la cytodierèse et la réorganisation du cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin Phospho-MYH9-S1943
Remarques/Alias	MHA; FTNS; EPSTS; BDPLT6; DFNA17; MATINS; NMMHCA; NMHC-II-A; NMMHC-IIA; Phospho-MYH9-S1943
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4627
GeneID	4627
Immunogène	Peptide synthétique ; peptide phosphorylé synthétique autour de la S1943 de la MYH9 humaine (NP_002464.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35579
Poids de la protéine	227kDa
Expédition	Sachet de glace