

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Myl9 (Ser19) Pour Wb Et Elisa - P24844

Numéro d'article: CM0001358

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Phospho-MYL9 (Ser19) validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour étudier la régulation contractile des muscles lisses et des cellules non musculaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Phospho-MYL9-S19
Remarques/Alias	LC20 ; MLC2 ; MRLC1 ; MYRL2 ; MLC-2C ; MMIHS4 ; Phospho-MYL9-S19
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	10398
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide phosphorylé synthétique autour de la S19 de MYL9 humain (NP_006088.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P24844
Poids moléculaire de la protéine	20 kDa
Expédition	Sac de glace