

Pab De Lapin Phospho-Myl9-T18/S19 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P24844

Numéro d'article: CM0000583

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique ciblant MYL9 (Thr18/Ser19) pour WB, IHC-P, ELISA. Validé chez l'humain, la souris et le rat. Pour la recherche sur la contractilité du muscle lisse et la motilité cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin Phospho-MYL9-T18/S19
Remarques / Alias	LC20; MLC2; MRLC1; MYRL2; MLC-2C; MMIH54; Phospho-MYL9-T18/S19
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	10398
GenelD	10398
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique autour de T18 & S19 de MYL9 humain (NP_006088.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P24844
Poids de la protéine	20 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant