

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Myosin Light Chain 2-S19 Pour Wb, Elisa - P24844

Numéro d'article: CM0001147

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Phospho-Myosin Light Chain 2-S19 (P24844) pour WB, ELISA. Détecte spécifiquement la S19 phosphorylée de la Myosin Light Chain 2 humaine dans des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour la recherche sur la contractilité et le cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Phospho-Myosin Light Chain 2-S19
Remarques/Alias	LC20 ; MLC2 ; MRCL1 ; MYRL2 ; MLC-2C ; MMIHS4 ; Phospho-Myosin Light Chain 2-S19
Espèce	Humain
ID du gène	10398
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S19 de la Myosin Light Chain 2 humaine (NP_006088.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P24844
Poids moléculaire de la protéine	20 kDa
Expédition	Sac de glace