

Phospho-Myosin Light Chain 2-T18 Rabbit Mab - P24844

Numéro d'article: CM0001915

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin Phospho-Myosin Light Chain 2 (T18) pour WB et ELISA. Spécifique au MYL9/MLC2 phosphorylé humain, essentiel pour la recherche sur la contractilité des muscles lisses et non musculaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-Myosin Light Chain 2-T18 Rabbit mAb
Remarques/Alias	LC20; MLC2; MRLC1; MYRL2; MLC-2C; MMIHS4; Phospho-Myosin Light Chain 2-T18
Espèce	Humain
GeneID	10398
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de T18 de la chaîne légère de myosine humaine 2 (NP_006088.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P24844
Poids de la protéine	20kDa
Expédition	Sac de glace