

Mab De Lapin Phospho-Myosine Light Chain 2-T18/S19 - P24844

Numéro d'article: CM0001200

Introduction

Anticorps monoclonal phospho-spécifique de lapin ciblant la chaîne légère 2 de la myosine au niveau des sites Thr18/Ser19. Validé pour WB et ELISA sur échantillons humains. Idéal pour la recherche sur la contractilité du muscle lisse, la cytodérèse et la locomotion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin Phospho-Myosine Light Chain 2-T18/S19
Remarques / Alias	LC20; MLC2; MRLC1; MYRL2; MLC-2C; MMIHS4; Phospho-Myosin Light Chain 2-T18/S19
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10398
GeneID	10398
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour du site T18/S19 de la chaîne légère 2 de la myosine humaine (NP_006088.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P24844
Poids de la protéine	20 kDa
Expédition	Sac de glace