


Phospho-Na⁺/K⁺-ATPase-S16 Pac Lapin Pour Wb - P05023

Numéro d'article: CM0001352



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin détectant la sous-unité alpha-1 de la Na⁺/K⁺-ATPase phosphorylée sur Ser16. Convient pour WB et ELISA, réagit croisé avec l'humain, la souris et le rat. Pour la recherche sur le transport ionique et les troubles neurologiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Phospho-Na ⁺ /K ⁺ -ATPase-S16 pAc Lapin
Remarques/Alias	CMT2DD; HOMGSMR2; Phospho-Na ⁺ /K ⁺ -ATPase-S16
Espèce	Humain
ID de gène	476 (ATP1A1)
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de S16 de la Na ⁺ /K ⁺ -ATPase humaine (NP_000692.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P05023
Poids de la protéine	113kDa
Expédition	Sac de glace