

## Phospho-Nedd4L-S448 Pac Lapin Pour Wb, Elisa - Q96Pu5

Numéro d'article: CM0000525



### Introduction

Le pAc Lapin anti-Phospho-NEDD4L-S448 détecte la NEDD4L endogène phosphorylée au Ser-448. Validé pour WB et ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour l'étude des voies d'ubiquitylation et de la régulation des canaux ioniques.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                       |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | Phospho-NEDD4L-S448 pAc Lapin                                                                                |
| Remarques/Alias      | RSP5; PVNH7; NEDD4-2; NEDD4.2; hNEDD4-2; Phospho-NEDD4L-S448                                                 |
| Humain               |                                                                                                              |
| ID de gène (Humain)  | 23327                                                                                                        |
| ID de gène           | 23327                                                                                                        |
| Immunogène           | Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour du S448 de la NEDD4L humaine (NP_001138439.1). |
| Source               | Lapin                                                                                                        |
| Catégorie            | Anticorps phosphorylés                                                                                       |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                    |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                          |
| SWISS                | Q96PU5                                                                                                       |
| Poids de la protéine | 112kDa                                                                                                       |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                 |