

Mab De Lapin Anti-Phospho-Nf-Kb P105-S932 Pour Wb, Elisa - P19838

Numéro d'article: CM0001889



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin phospho-spécifique ciblant NF-κB p105 (Ser932) pour Western blot et ELISA. Il détecte le NF-κB p105/p50 humain, de souris et de rat, un facteur de transcription clé dans la signalisation immunitaire et inflammatoire. Idéal pour l'analyse de voies de signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Phospho-NF-κB p105-S932
Remarques / Alias	KBF1; EBP-1; NF-κB; CVID12; NF-κB1; NFKB-p50; NFKappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta; Phospho-NF-κB p105-S932
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	4790
Identifiant du gène	4790
Immunogène	Peptide synthétique : peptide phosphorylé synthétique autour du S932 du Phospho-NF-κB p105-S932 humain (NP_001158884.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P19838
Poids de la protéine	105 kDa
Expédition	Sac de glace