


Phospho-Nf-Kb P65/Rela-S529 Lapin Pab Pour Wb, Elisa - Q04206

Numéro d'article: CM0000636



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de la phosphorylation NF-kB p65 (RelA) détectant la phosphorylation Ser529 ; validé pour WB et ELISA sur des échantillons humains, murins et de rat ; pour les études sur l'inflammation et la signalisation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-NF-kB p65/RelA-S529 Lapin pAb
Remarques/Alias	p65 ; CMCU ; NFKB3 ; AIF3BL3 ; Phospho-NF-kB p65/RelA-S529
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	5970
ID du gène	5970
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S529 du NF-kB p65/RelA humain (NP_068810.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q04206
Poids protéique	60kDa
Expédition	Sac de glace