

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Nf-Kb P65/Rela-S536 Pour Wb, Elisa - Q04206

Numéro d'article: CM0001649



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin phospho-spécifique ciblant la NF-kB p65/RelA humaine phosphorylée sur Ser536. Validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier la signalisation NF-kB dans l'inflammation, l'immunité et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Phospho-NF-kB p65/RelA-S536
Remarques/Alias	p65 ; CMCU ; NFKB3 ; AIF3BL3 ; Phospho-NF-kB p65/RelA-S536
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5970
GeneID	5970
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de S536 de la NF-kB p65/RelA humaine (NP_068810.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q04206
Poids protéique	60 kDa
Expédition	Sac de glace