


Phospho-Nf-Kb P65/Rela-S536 Lapin Pab - Q04206

Numéro d'article: CM0001489



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique du phospho-site détectant la NF-kB p65 phosphorylée sur la sérine 536. Validé pour WB, IHC-P et ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation NF-kB et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	Phospho-NF-kB p65/RelA-S536 Lapin pAb
Remarques/Alias	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Phospho-NF-kB p65/RelA-S536
Espèce	Humain
GeneID	5970 (Humain)
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q04206
Poids de la protéine	60kDa
Expédition	Sac de glace