


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Nf-Kb P65/Rela (Ser468) Pour Wb, Elisa - Q04206

Numéro d'article: CM0001905



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique ciblant NF-κB p65/RelA sur le résidu Ser468. Validé pour WB et ELISA sur des échantillons humains et de rat. Idéal pour l'étude de la signalisation NF-κB, de l'inflammation et des voies de régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-Phospho-NF-kB p65/RelA-S468
Remarques/Alias	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Phospho-NF-kB p65/RelA-S468
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5970
GeneID	5970
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique situé autour du résidu S468 de la protéine humaine Phospho-NF-kB p65/RelA-S468 (NP_001138610.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q04206
Poids de la protéine	60 kDa
Expédition	Sac de glace