


Phospho-Nf-Kb P65/Rela-T505 Lapin Pab - Q04206

Numéro d'article: CM0001625



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique ciblant NF-kB p65/RelA phosphorylé sur Thr505. Validé pour le western blot et l'ELISA sur des échantillons humains. Adapté à la recherche sur la signalisation NF-kB, l'inflammation et l'immunité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-NF-kB p65/RelA-T505 Lapin pAb
Remarques/Alias	p65 ; CMCU ; NFKB3 ; AIF3BL3 ; Phospho-NF-kB p65/RelA-T505
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5970
GeneID	5970
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q04206
Poids protéique	60 kDa
Expédition	Sac de glace