


Anticorps Monoclonal De Lapin Phospho-Nf-Kb2-S866 Pour Wb, Elisa - Q00653

Numéro d'article: CM0000964



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin phospho-spécifique dirigé contre NF- κ B2 (p100/p52) phosphorylé sur S866, validé pour WB et ELISA. Détecte la p100/p52 endogène ; réagit de manière croisée avec la souris. Essentiel pour la recherche sur la voie NF- κ B non canonique et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin Phospho-NF- κ B2-S866
Remarques/Alias	p52 ; p100 ; H2TF1 ; LYT10 ; CVID10 ; LYT-10 ; NF- κ B2 ; p49/p100 ; Phospho-NF- κ B2-S866
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4791
GeneID	4791
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique phosphorylé autour de S866 du Phospho-NF- κ B2-S866 humain (NP_001070962.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q00653
Poids protéique	97 kDa
Expédition	Sac de glace