

Phospho-Nf2-S518 Lapin Pab - P35240

Numéro d'article: CM0000509



Introduction

Le Phospho-NF2-S518 Lapin pAb détecte les niveaux endogènes de NF2/Merlin phosphorylé sur la sérine 518. Validé pour WB, IHC-P et ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat, soutenant la recherche sur le suppresseur de tumeurs et la voie Hippo.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-NF2-S518 Lapin pAb
Remarques/Alias	ACN; SCH; BANF; merlin-1; Phospho-NF2-S518
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4771
GeneID	4771
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S518 de NF2 humain (NP_000259.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35240
Poids de la protéine	70kDa
Expédition	Sac de glace