

Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-Nfkb1 (S337) Pour Wb, Elisa - P19838

Numéro d'article: CM0001123



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique du phosphate détectant le NFKB1 phosphorylé sur la S337. Validé pour le Western blot et l'ELISA, réagit croisé avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur la signalisation NF-kappa-B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-NFKB1-S337 Lapin pAb
Remarques/Alias	KBF1; EBP-1; NF-kB; CVID12; NF-kB1; NFKB-p50; NFKappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta; Phospho-NFKB1-S337
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4790
GeneID	4790
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S337 du NFKB1 humain (NP_001158884.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P19838
Poids Protéique	50 kDa/105 kDa
Expédition	Sac de glace