

## Polymab® De Lapin Anti-Phospho-Nfkb1-S337 Pour Wb - P19838

Numéro d'article: CM0001039



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre NFKB1 phosphorylé (Ser337), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour étudier la signalisation NF-κB dans l'inflammation et l'immunité.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                            |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | PolymAb® de lapin anti-Phospho-NFKB1-S337                                                                         |
| Remarques/Alias                  | KBF1 ; EBP-1 ; NF-κB ; CVID12 ; NF-κB1 ; NFKB-p50 ; NFκappaB ; NF-kappaB ; NFKB-p105 ; NF-kappa-B1 ; NF-kappabeta |
| Espèce                           | Humain                                                                                                            |
| Identifiant du gène (Humain)     | 4790                                                                                                              |
| Identifiant du gène              | 4790                                                                                                              |
| Immunogène                       | Peptide synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique autour de S337 de NFKB1 humain (NP_001158884.1)          |
| Source                           | Lapin                                                                                                             |
| Catégorie                        | Anticorps phosphorylés                                                                                            |
| Application                      | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                  |
| Réactivité croisée               | Souris, Rat                                                                                                       |
| SWISS                            | P19838                                                                                                            |
| Poids moléculaire de la protéine | 50kDa/105kDa                                                                                                      |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                      |