


## Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-Nfkb1-S907 Pour Western Blot - P19838

Numéro d'article: CM0001801



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique de haute qualité contre NFKB1 (pS907), validé pour la détection par Western blot du NF-kappa-B p105/p50 phosphorylé humain. Idéal pour la recherche sur l'inflammation, l'immunité et la signalisation cancéreuse.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | Phospho-NFKB1-S907 Rabbit pAb                                                                                               |
| Remarques / Alias    | KBF1, EBP-1, NF-kB, CVID12, NF-kB1, NFKB-p50, NFkappaB, NF-kappaB, NFKB-p105, NF-kappa-B1, NF-kappabeta, Phospho-NFKB1-S907 |
| Espèce               | Humain                                                                                                                      |
| ID du gène           | 4790                                                                                                                        |
| Immunogène           | Peptide phospho-spécifique correspondant aux résidus autour de S907 du NFKB1 humain                                         |
| Source               | Lapin                                                                                                                       |
| Catégorie            | Anticorps phosphorylés                                                                                                      |
| Application          | WB                                                                                                                          |
| Réactivité croisée   | Humain                                                                                                                      |
| SWISS                | P19838                                                                                                                      |
| Poids de la protéine | 105 kDa                                                                                                                     |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                |