


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Nfkb1-S927 Pour Wb, Elisa - P19838

Numéro d'article: CM0001388



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de la NFKB1 phosphorylée (Ser927). Convient pour le Western blot et l'ELISA avec des échantillons humains. Un outil précieux pour l'étude de la signalisation NF-kappa-B dans la recherche sur l'inflammation, l'immunité et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-NFKB1-S927 Rabbit pAb
Remarques/Alias	KBFI; EBP-1; NF-kB; CVID12; NF-kB1; NFKB-p50; NFkappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta; Phospho-NFKB1-S927
Espèce	Humain
GeneID	4790
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique autour de la position S927 de la NFKB1 humaine (NP_001158884).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P19838
Poids de la protéine	105kDa
Expédition	Sac de glace