

Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-Nmdar1-S896 Pour Wb, Elisa - Q05586

Numéro d'article: CM0000754



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin Phospho-NMDAR1-S896 détecte spécifiquement le récepteur ionotrope au glutamate NMDA 1 phosphorylé sur la sérine 896 dans des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour les applications de Western blot (WB) et d'ELISA dans la recherche en neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin Phospho-NMDAR1-S896
Remarques/Alias	NR1 ; MRD8 ; GluN1 ; NMDA1 ; DEE101 ; NDHMSD ; NDHMSR ; NMD-R1 ; NMDAR1 ; Phospho-NMDAR1-S896
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	2902
Identifiant du gène	2902
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S896 du NMDAR1 humain (NP_015566.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q05586
Poids moléculaire de la protéine	105 kDa
Expédition	Sac de glace