


Phospho-P38 Mapk-T180 Anticorps Pab De Lapin Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q16539

Numéro d'article: CM0001483



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de p38 MAPK phosphorylé (Thr180). Adapté pour WB, IHC-P, ELISA ; réactivité croisée avec MAPK14 humain, souris et rat. Idéal pour l'étude de la signalisation des kinases activées par le stress et des voies inflammatoires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-p38 MAPK-T180 pAb de lapin
Remarques / Alias	RK ; p38 ; CSBP ; EXIP ; Mxi2 ; CSBP1 ; CSBP2 ; CSPB1 ; PRKM14 ; PRKM15 ; SAPK2A ; p38ALPHA ; Phospho-p38 MAPK-T180
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	1432
GenelD	1432
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique autour de T180 de MAPK humain (NP_620581.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16539
Poids de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac de glace