


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-P38 Mapk-T180/Y182 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q15759/P53778/O15264/Q16539

Numéro d'article: CM0001968



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin détectant la forme phosphorylée T180/Y182 de la p38 MAPK humaine. Validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA chez l'homme, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur la voie MAPK et la réponse au stress.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-Phospho-p38 MAPK-T180/Y182
Remarques/Alias	MAPK14; CSBP; CSBP1; CSBP2; CSPB1; EXIP; Mxi2; PRKM14; PRKM15; RK; SAPK2A; p38; p38ALPHA; p38 MAPK; Phospho-p38 MAPK-T180/Y182
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1432
Identifiant du gène	5600/6300/5603/1432
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15759/P53778/O15264/Q16539
Poids moléculaire de la protéine	29kDa/34kDa/35kDa/41kDa
Expédition	Sac de glace