


Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-P38 Mapk (T180/Y182) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q16539

Numéro d'article: CM0001283



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Phospho-p38 MAPK (T180/Y182) validé pour WB, IHC-P, ELISA.

Détecte la p38 alpha humaine, de souris et de rat. Adapté à la recherche sur l'inflammation et la signalisation du stress. Q16539.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-p38 MAPK-T180/Y182 Rabbit pAb
Remarques / Alias	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA; Phospho-p38 MAPK-T180/Y182
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1432
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de T180 & Y182 de la p38 MAPK humaine (NP_620581.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16539
Poids protéique	41kDa
Expédition	Sachet réfrigérant