

Ac Mab De Lapin Anti-Phospho-P53-S33 Pour Wb, Elisa - P04637

Numéro d'article: CM0001629



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la phospho-p53 sur la sérine 33. Validé pour le Western blot et l'ELISA, réagit spécifiquement avec la p53 humaine. Convient pour la recherche sur l'apoptose, le cycle cellulaire et les biomarqueurs du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac mAb de lapin anti-Phospho-p53-S33
Remarques/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-S33
Espèce	Humain
ID de gène	7157
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S33 de la Phospho-p53 humaine (S33) (NP_000537.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P04637
Poids de la protéine	44kDa
Expédition	Sac de glace