

Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-P53-S367 Pour Wb Et Elisa - P04637

Numéro d'article: CM0001420



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique dirigé contre p53 phosphorylé sur Ser367, validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Idéal pour étudier la signalisation de p53 humain, l'apoptose et la suppression tumorale dans la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-p53-S367 Anticorps pAb de lapin
Remarques/Alias	P53 ; BCC7 ; LFS1 ; BMFS5 ; TRP53 ; Phospho-p53-S367
Espèce	Humain
GeneID (humain)	7157
GeneID	7157
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique phosphorylé autour de S367 de TP53 humain (NP_000537.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P04637
Poids protéique	44 kDa
Expédition	Sac de glace