

## Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-P53-S37 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P04637

Numéro d'article: CM0001327



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique au phospho ciblant p53 phosphorylé sur Ser37. Validé pour WB, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée pour l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation p53, du cycle cellulaire et de l'apoptose.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit      | Phospho-p53-S37 Lapin pAb                                                           |
| Remarques/Alias     | P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-S37                                      |
| Espèce              | Humain                                                                              |
| ID de Gène (Humain) | 7157                                                                                |
| ID de Gène          | 7157                                                                                |
| Immunogène          | Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S37 de la p53 humaine (NP_000537.3) |
| Source              | Lapin                                                                               |
| Catégorie           | Anticorps Phosphorylés                                                              |
| Application         | WB, IHC-P, ELISA                                                                    |
| Réactivité Croisée  | Humain, Souris, Rat                                                                 |
| SWISS               | P04637                                                                              |
| Poids Protéique     | 44kDa                                                                               |
| Expédition          | Sac de glace                                                                        |