

Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-P53-S46 Pour Wb, Ip, Elisa - P04637

Numéro d'article: CM0001303



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique du phospho-p53 (Ser46) validé pour WB, IP, ELISA sur échantillons humains. Détecte la phosphorylation du suppresseur de tumeur p53 au niveau de la Ser46, un événement clé de l'apoptose induite par des dommages à l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-p53-S46 Lapin pAb
Remarques/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-S46
Espèce	Humain
ID de Gène	7157
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S46 de la p53 humaine (NP_000537.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P04637
Poids Protéique	44kDa
Expédition	Sac de glace