


Phospho-P53-S6 Lapin Pab - P04637

Numéro d'article: CM0001479



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Phospho-p53-S6 à haute spécificité validé pour WB et ELISA, ciblant la p53 humaine phosphorylée sur la sérine 6. Convient pour les études sur l'apoptose et le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-p53-S6 Lapin pAb
Remarques/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-S6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7157
GeneID	7157
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour de S6 de la p53 humaine (NP_000537.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P04637
Poids de la protéine	44kDa
Expédition	Sac de glace