


Anticorps Monoclonal De Lapin Phospho-P53-S9 Pour Wb, Elisa - P04637

Numéro d'article: CM0001146



Introduction

L'anticorps monoclonal de lapin Phospho-p53-S9 détecte la p53 humaine phosphorylée sur la sérine 9, avec une réactivité croisée pour la souris. Idéal pour la WB et l'ELISA dans la recherche sur l'apoptose, le cycle cellulaire et les suppresseurs de tumeurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin Phospho-p53-S9
Remarques/Alias	P53 ; BCC7 ; LFS1 ; BMFS5 ; TRP53 ; Phospho-p53-S9
Espèce	Humain
GeneID	7157
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S9 de la p53 humaine (P04637)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P04637
Poids protéique	44 kDa
Expédition	Sac de glace