


Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-P53-T18 Pour Wb, Elisa - P04637

Numéro d'article: CM0001111



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Phospho-p53 (Thr18) validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte la p53 humaine, une protéine suppressive de tumeur critique impliquée dans l'arrêt du cycle cellulaire, l'apoptose et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-p53-T18 Lapin pAb
Remarques/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMF55; TRP53; Phospho-p53-T18
Espèce	Humain
ID de gène	7157
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de T18 de la p53 humaine (NP_000537.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P04637
Poids de la protéine	44kDa
Expédition	Sac de glace