


Phospho-P70 S6 Kinase 1-T389 Lapin Pab - P23443

Numéro d'article: CM0001849



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin détectant la p70 S6 Kinase 1 phosphorylée endogène au niveau de T389. Validé pour WB, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée envers l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la voie mTOR et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-p70 S6 Kinase 1-T389 Lapin pAb
Remarques/Alias	S6K ; PS6K ; S6K1 ; STK14A ; p70-S6K ; p70 S6KA ; p70-alpha ; S6K-beta-1 ; p70(S6K)-alpha ; Phospho-p70 S6 Kinase 1-T389
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6198
GeneID	6198
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique autour de T389 de la P70S6K1 humaine (NP_001258989.1 ?).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P23443
Poids moléculaire de la protéine	59 kDa
Expédition	Sac de glace