

Anticorps Monoclonal Lapin Phospho-P70 S6 Kinase 1-T421/S424 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P23443

Numéro d'article: CM0001517



Introduction

Anticorps monoclonal lapin Phospho-p70 S6 Kinase 1-T421/S424 de haute qualité, validé pour WB, IF/ICC, ELISA, avec réactivité contre l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation mTOR, la croissance cellulaire et la traduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal lapin Phospho-p70 S6 Kinase 1-T421/S424
Remarques/Alias	S6K; PS6K; S6K1; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-alpha; S6K-beta-1; p70(S6K)-alpha; Phospho-p70 S6 Kinase 1-T421/S424
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	6198
ID de gène	6198
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour de T421&S424 de Phospho S6K1 humain (NP_001258989.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P23443
Poids de la protéine	59kDa
Expédition	Sac de glace