


Anticorps Pab De Lapin Phospho-P70 S6 Kinase 1-T421/S424 Pour Wb, Elisa - P23443

Numéro d'article: CM0000523



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la p70 S6 Kinase 1 phosphorylée (T421/S424). Validé pour Western blot et ELISA. Adapté aux échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation mTOR et la croissance cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps pAb de lapin Phospho-p70 S6 Kinase 1-T421/S424
Remarques / Alias	S6K; PS6K; S6K1; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-alpha; S6K-beta-1; p70(S6K)-alpha; Phospho-p70 S6 Kinase 1-T421/S424
Espèce	Humain
Identifiant génique (Humain)	6198
Identifiant génique	6198
Immunogène	Peptide synthétique Peptide phosphorylé synthétique autour des positions T421 et S424 de la protéine RPS6KB1 humaine (NP_001258989.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P23443
Poids de la protéine	59 kDa
Expédition	Sac de glace