


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-P90Rsk (T359/S363) Pour Wb - Q15418

Numéro d'article: CM0001808



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin phospho-spécifique ciblant p90Rsk/RSK1 phosphorylé sur T359/S363, validé pour les applications WB, IP, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour étudier la signalisation ERK/MAPK, la survie cellulaire et la prolifération.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Phospho-p90Rsk-T359/S363
Remarques/Alias	RSK ; HU-1 ; RSK1 ; p90Rsk ; MAPKAPK1 ; MAPKAPK1A
Espèces	Humain
GeneID (Humain)	6195
GeneID	6195
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique autour de T359 et S363 de la protéine humaine p90Rsk/RSK1/RPS6KA1 (NP_002944.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15418
Poids moléculaire de la protéine	83 kDa
Expédition	Sac de glace