


Pab Lapin Phospho-P90Rsk/Rsk1/Rps6Ka1-S363 - Q15418

Numéro d'article: CM0001423



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique ciblant la p90Rsk/RSK1/RPS6KA1 humaine phosphorylée au niveau du Ser363. Validé pour WB, IP, ELISA ; réaction croisée avec le rat. Détecte une protéine de 83 kDa. Pour la recherche sur la signalisation des kinases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb lapin Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-S363
Remarques / Alias	RSK; HU-1; RSK1; p90Rsk; MAPKAPK1; MAPKAPK1A; Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-S363
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6195
GeneID	6195
Immunogène	Peptide synthétique Peptide phosphorylé synthétique autour du S363 de la p90Rsk/RSK1/RPS6KA1 humaine (NP_002944.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q15418
Poids de la protéine	83 kDa
Expédition	Sac de glace