


Phospho-P90Rsk/Rsk1/Rps6Ka1-T348 Pab De Lapin - Q15418

Numéro d'article: CM0000916



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique ciblant p90Rsk/RSK1 phosphorylé au niveau du Thr348. Validé pour Western blot et ELISA, il réagit de manière croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation MAPK/ERK et de la prolifération cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-T348 pAb de lapin
Remarques / Alias	RSK; HU-1; RSK1; p90Rsk; MAPKAPK1; MAPKAPK1A; Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-T348
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Gene ID)	6195
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour du T348 de p90Rsk/RSK1/RPS6KA1 humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	Q15418
Poids de la protéine	83 kDa
Expédition	Sac de glace